

Witamy w Kaiku Health!

Kaiku Health to usługa cyfrowa, pomagająca pacjentom opowiedzieć o swoim samopoczuciu swojemu zespołowi opieki onkologicznej. Kaiku Health można używać na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Kaiku Health zawiera informacje o objawach zgłoszonych przez pacjenta oraz zmianach jego samopoczucia w ramach opieki onkologicznej oraz wizyt kontrolnych.^{1,2,3,4}

¹ Basch E et al., Journal of Clinical Oncology 34.6 (Feb. 2016), pp. 557–565.

² Absolom K et al., BMC Cancer 17.1 (May 2017), p. 318.

³ Denis F et al., J. Natl. Cancer Inst. 109.9 (Sept. 2017).

⁴ Warrington L et al., J Med Internet Res 21 (1 2019), e10875



1. Rozpoczęcie korzystania z Kaiku Health

Zanim Twoja organizacja uzyska dostęp do Kaiku Health, przedstawiciel producenta musi ją zainstalować lokalnie. Użytkownicy będący członkami personelu medycznego lub innego muszą przed rozpoczęciem korzystania z Kaiku Health ukończyć szkolenie organizowane przez producenta lub przez członka personelu przeszkolonego przez producenta.

Po otrzymaniu zaproszenia na adres e-mail możesz się zalogować do usługi. Do logowania możesz użyć nazwy użytkownika (zwykle adresu e-mail) i hasła. Wszystkie alternatywne metody logowania pokazano na stronie logowania. Podczas rejestracji może zajść konieczność wprowadzenia kodu weryfikacyjnego, który zostanie wysłany na numer Twojego telefonu SMS-em lub za pomocą automatycznego połączenia głosowego.

W dalszej kolejności otrzymasz prośbę o wpisanie danych osobowych, w tym imienia, nazwiska i daty urodzenia. Będziesz musiał(a) ustawić także własne hasło oraz zaakceptować warunki usługi, a później będzie można korzystać z Kaiku Health.

Po zalogowaniu zostaniesz przekierowany(-a) na stronę główną dla personelu.

2. Zapraszanie pacjentów

Na stronie głównej dla personelu możesz zaprosić nowych pacjentów, zaznaczając „Zaproś nowego pacjenta” w prawym górnym rogu.

Zapraszając nowego pacjenta, trzeba co najmniej wpisać jego adres e-mail.

Po wysłaniu zaproszenia pacjent na podany adres e-mail otrzyma zaproszenie do rejestracji. To zaproszenie zawierać będzie link do rejestracji w usłudze.

Po pierwszej rejestracji pacjent może w dalszym ciągu używać usługi, korzystając z własnej nazwy użytkownika (adres e-mail) i hasła.

3. Programy i zespoły opieki

Po wysłaniu zaproszenia trzeba opracować dla pacjenta odpowiedni program, który określi, na jakie kwestionariusze objawów i dotyczące jakości życia będzie udzielał odpowiedzi.

Możesz także ustawić datę rozpoczęcia i datę zakończenia programu. Data rozpoczęcia określi termin wysłania do pacjenta pierwszego kwestionariusza. Data zakończenia określi, kiedy do pacjenta nie będą już wysyłane kwestionariusze.

Po ustawieniu programu należy ustawić zespół opieki nad pacjentem. Pamiętaj o włączeniu w skład zespołu opieki wszystkich odpowiednich członków personelu, gdyż wszystkie nowe powiadomienia z wypełnionych raportów objawów wysyłane będą do wybranego zespołu opieki. Możesz także połączyć zespół opieki bezpośrednio z programami, co pozwoli zautomatyzować proces wyboru zespołu opieki.

Zespół opieki każdego pacjenta musi się składać co najmniej z jednej osoby.

Po zakończeniu modyfikacji programów monitorowania i informacji o zespole opieki pamiętaj o konieczności zapisania zmian przez zaznaczenie „Zapisz zmiany” na dole strony.

Po zapisaniu zmian możesz w dalszym ciągu zapraszać pacjentów lub wrócić do strony głównej.

4. Strona główna dla personelu

Widok strony głównej składa się z trzech części „Nowe wiadomości”, „Nowe powiadomienia” i „Przypisane zadania”.

Kiedy pacjent wypełni kwestionariusz objawów, do zespołu opieki nad pacjentem zostanie wysłane powiadomienie.

- Jeśli pacjentowi pokazano automatyczne informacje zwrotne, można je zobaczyć, zaznaczając „Pokaż informację zwrotną”.
- Odpowiedzi udzielone w kwestionariuszu można wyświetlić za pomocą „Pokaż odpowiedź z formularza”.
- Raport dotyczący objawów można wyświetlić za pomocą „Pokaż porównanie objawów”.
- Nowe powiadomienie o raporcie dotyczącym objawów można przypisać do siebie lub przekazać je innemu użytkownikowi będącemu członkiem personelu, zaznaczając „Przypisz do...” lub „Przypisz do mnie”.
- Po sprawdzeniu objawów pacjenta możesz zaznaczyć wykonanie zadania za pomocą „Oznacz jako wykonane”.

Czasami, zależnie od wybranego programu, jeśli pacjent nie zgłosił objawów lub zgłosił jedynie objawy łagodne, zespół opieki nie otrzyma odrębnego powiadomienia na stronie głównej. Objawy zgłaszane przez pacjentów są zawsze widoczne w widokach „Przegląd” i „Porównanie objawów” w Kaiku Health.

W widoku porównywania objawów

- można sprawdzić rozwój objawów pacjenta podczas terapii;
- można wyświetlić dokładne odpowiedzi pacjenta na pytania dotyczące objawów, wybierając stopień nasilenia objawów (0–3);
- można poprosić o dodatkowe informacje na temat objawów pacjenta, wysyłając za pośrednictwem usługi wiadomość do pacjenta. W tym celu należy zaznaczyć „Przejdź do rozmowy” w prawym górnym rogu.

Powiadomienia o nowej aktywności wyświetlą się na stronie głównej.

Dodatkowo Kaiku Health wyśle na Twój adres e-mail codzienne podsumowanie nowych raportów dotyczących objawów i wiadomości. Odrębne powiadomienie zostanie wysłane, jeżeli pacjent zgłosił poważne objawy lub jeśli inny członek zespołu przypisał powiadomienie do Ciebie.

5. Rozmowy

Nowe wiadomości przesłane przez Twoich pacjentów wyświetlają się na stronie głównej dla personelu. Całą rozmowę możesz przeczytać, zaznaczając „Pokaż rozmowę”.

Możesz także przypisać zadanie do kogoś innego, przypisać zadanie do siebie lub oznaczyć je jako wykonane.

Strona rozmowy wyświetla wszystkie wiadomości przesyłane między zespołem opieki a pacjentem. Wiadomości mogą także zawierać załączniki i zdjęcia.

Za każdym razem, gdy pacjent prześle nową wiadomość, członkowie zespołu opieki nad pacjentem otrzymają nowe powiadomienie na stronie głównej.

6. Strona Podsumowanie informacji o pacjencie

Wybierając imię i nazwisko pacjenta w dowolnym widoku, zostaniesz przekierowany(-a) do strony Podsumowanie informacji o pacjencie, na której można sprawdzić rozwój objawów pacjenta oraz historię powiadomień w usłudze.

Można także edytować programy monitorowania pacjenta oraz zespoły opieki, wybierając „Edytuj programy, formularze i zespół opieki” na lewym pasku nawigacyjnym. Edycja danych pacjenta, np. numeru telefonu, jest możliwa po zaznaczeniu „Edytuj informacje”.

Można także rozpocząć rozmowę z pacjentem, zaznaczając „Przejdź do rozmowy” w prawym górnym rogu.

7. Tworzenie konta nowego użytkownika

W niektórych przypadkach użytkownika nie można zaprosić za pomocą adresu e-mail. Wówczas można utworzyć dane do logowania użytkownika, wybierając „Utwórz nowego użytkownika” na stronie głównej. Tym sposobem można utworzyć nowych użytkowników będących pacjentami, jeśli nie jest możliwy przepływ zaproszeń na adres e-mail, a czasami kiedy użytkownik będący członkiem personelu ma prawo tworzyć konta innych użytkowników będących członkami personelu.

Zaznacz rodzaj nowego użytkownika, nazwę, język i adres e-mail, a później zapisz te dane, klikając „Utwórz użytkownika”. W dalszej kolejności Kaiku poinformuje, że „Pomyślnie utworzono nowego użytkownika”.

Nowe konta użytkowników będących członkami personelu powinien tworzyć użytkownik będący członkiem personelu niemedycznego lub członkiem personelu posiadającym prawa administratora.

8. Funkcja Nieobecności

Personel kliniczny może wybrać zastępstwo za siebie na czas nieobecności. W tym celu należy kliknąć „Nieobecności” na górze strony

Później możesz wybrać zastępstwo. W odpowiednim polu wprowadź imię i nazwisko zastępcy. Możesz również ustawić zastępcę koleżanki lub kolegi po fachu, który(-a) przebywa np. na zwolnieniu chorobowym.

9. Zarządzanie danymi użytkowników będących pacjentami

Pacjenci zarejestrowani w usłudze Kaiku wyświetlają się w zakładce „Pacjenci” na górze strony. Możesz zmodyfikować dane osobowe użytkowników lub zarządzać ich programami oraz zespołem opieki w ramach Kaiku.

W zakładce „Otwórz zaproszenia” możesz się dodać do zespołu opieki nad pacjentem lub wysłać ponownie, zmodyfikować lub cofnąć zaproszenie.

10. Dezaktywacja danych do logowania użytkownika Kaiku Health będącego pacjentem

Kiedy pacjent z dowolnych przyczyn nie powinien już używać Kaiku Health ani mieć dostępu do tej aplikacji, status konta użytkownika takiego pacjenta należy zmienić na „Nieaktywne”. Oznacza to, że pacjent nie może się już logować do usługi i nie będzie otrzymywał monitów ani przypomnień.

Odszukaj użytkownika będącego pacjentem, którego dane mają zostać dezaktywowane, zaznaczając kartę „Pacjenci” na górze strony lub wpisując nazwę w pasku wyszukiwania. Zaznacz „Edytuj informację” na lewym pasku nawigacyjnym, a później zmień „Status” z „Aktywne” na „Nieaktywne” i zapisz zmiany.

11. Programy

Funkcja Programy zawiera opcje wyświetlania treści programu i przypisanych pacjentów, a także określania domyślnego zespołu opieki dla poszczególnych programów.

Uzyskując dostęp do menu „Programy” i klikając nazwę programu, możesz wyświetlić kwestionariusze wchodzące w skład programu, ich odstępy czasowe, a także pacjentów i zespoły opieki włączone w danej chwili do programu.

Jeśli domyślnie chcesz przypisać konkretny zespół, złożony z członków personelu, do określonego programu, możesz dodać takich członków personelu do „Personelu programu” na stronie. Wówczas tacy członkowie personelu zostaną automatycznie przypisani do dowolnego pacjenta dodanego do programu.

12. Tworzenie danych użytkownika dla personelu klinicznego

Kliknij „Utwórz nowego użytkownika” na stronie głównej, aby utworzyć nowego użytkownika dla personelu klinicznego.

Zaznacz rodzaj nowego użytkownika, nazwę, język oraz adres e-mail, a następnie zapisz te dane, klikając „Utwórz użytkownika”. Później Kaiku poinformuje, że „Pomyślnie utworzono nowego użytkownika”. Nowy użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z instrukcjami dotyczącymi sposobu rejestracji.

13. Resetowanie haseł personelu klinicznego

Hasła użytkowników będących pacjentami powinien resetować użytkownik będący członkiem personelu niemedycznego.

Po kliknięciu „Wyślij link do resetowania hasła” taki link zostanie wysłany na adres e-mail użytkownika. Na górze strony wyświetli się wiadomość potwierdzająca.

14. Dezaktywacja kont użytkowników będących członkami personelu

Konta użytkowników będących członkami personelu powinien dezaktywować użytkownik będący członkiem personelu niemedycznego.

Aby dezaktywować użytkownika, należy zaznaczyć jego nazwę na liście użytkowników na stronie głównej oraz zmienić jego status na „Nieaktywny”. Na górze strony wyświetli się wiadomość potwierdzająca.

15. Często zadawane pytania

15.1. Na jakich urządzeniach i w jakich przeglądarkach mogę używać Kaiku Health?

Użytkownicy będący członkami personelu mogą używać Kaiku Health w przeglądarce internetowej na komputerach i smartfonach. Kaiku Health współpracuje z większością obecnych przeglądarek internetowych, zalecamy jednak, by korzystać z Kaiku Health za pomocą najnowszej wersji Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge lub Apple Safari.

Używanie Kaiku Health w przeglądarce sieciowej nie wymaga instalacji żadnych elementów na komputerze ani telefonie komórkowym.

15.2. Jakie jest przeznaczenie Kaiku Health i wskazania do korzystania z tej aplikacji?

Usługa Kaiku Health jest przeznaczona do stosowania w opiece i kontroli onkologicznej do celów standardowej komunikacji między dorosłymi pacjentami a personelem medycznym oraz do zbierania danych zgłaszanych przez pacjenta, wyświetlania i analizowania danych klinicznych oraz zgłaszanych przez pacjenta, a także do przekazywania pacjentowi instrukcji. Dane przetwarzane przez Kaiku Health mają stanowić wsparcie podczas podejmowania decyzji dotyczących leczenia i diagnozy.

Usługa Kaiku Health przeznaczona jest do wszystkich chorób nowotworowych na wszystkich etapach terapii i kontroli.

15.3. Kto może korzystać z Kaiku Health jako użytkownik będący członkiem personelu lub administracją bądź jako użytkownik będący pacjentem?

Aby móc korzystać z Kaiku Health, musisz wyrazić zgodę na używanie usługi. O tę zgodę prosimy zwykle po pierwszym zalogowaniu w Kaiku Health.

Potrzebujesz dostępu do internetu oraz urządzenia obsługującego Kaiku Health (patrz punkt 15.1).

Użytkownik Kaiku Health będący członkiem personelu powinien być pracownikiem służby zdrowia (pielęgniarką, lekarzem) uczestniczącym w świadczeniu usług opieki zdrowotnej w związku z przeznaczeniem Kaiku Health (, patrz punkt 15.2)

Twoje role, obowiązki, wykształcenie i kompetencje zawodowe mogą zależeć od ogólnej organizacji opieki onkologicznej w szpitalu oraz roli danego użytkownika w jej ramach. Konieczna jest pewna umiejętność obsługi komputera, ale dopuszcza się jej różny poziom u poszczególnych użytkowników.

Jako użytkownik administracyjny jesteś pracownikiem szpitali korzystających z Kaiku Health, odpowiedzialnym za zarządzanie kontami użytkowników (np. wprowadzeniem i usunięciem pracowników służby zdrowia).

Aby móc korzystać z Kaiku Health, użytkownik będący pacjentem musi wyrazić zgodę na używanie usługi. O tę zgodę prosimy zwykle po pierwszym zalogowaniu w Kaiku Health.

Użytkownik Kaiku Health będący pacjentem powinien znajdować się w fazie terapii lub kontroli choroby nowotworowej.

Użytkownik będący pacjentem potrzebuje dostępu do internetu oraz urządzenia obsługującego Kaiku Health.

Użytkownik będący pacjentem może używać Kaiku Health jedynie w przypadku, gdy on sam lub inna osoba działająca w jego imieniu jest do tego zdolny(-a) fizycznie i psychicznie.

Z Kaiku Health powinny korzystać jedynie osoby w wieku powyżej 18 lat. Osoby powyżej 15. roku życia mogą korzystać z Kaiku Health, jeśli personel kliniczny uzna je za zdolne do tego.

15.4. Czy istnieją sytuacje, w których pacjent nie powinien używać Kaiku Health?

Użytkownik będący pacjentem nie powinien używać Kaiku Health w następujących okolicznościach:

- Nie wyraża zgody na korzystanie z Kaiku Health,
- Nie posiada dostępu do internetu lub urządzenia obsługującego Kaiku Health,

- Nie chce lub jest niezdolny (np.w związku z chorobą) do realizacji obowiązku samodzielnego raportowania i innych zastosowań Kaiku Health,
- Nie posługuje się wystarczająco płynnie żadnym językiem, w jakim występuje usługa Kaiku Health, aby móc z niej korzystać lub
- Ma mniej niż 15 lat lub mniej niż 18 lat i zostaje uznany za niezdolnego do korzystania z Kaiku Health przez personel kliniczny.

Ważne, aby informacje zgłaszane przez pacjentów za pomocą Kaiku Health dokładnie odpowiadały występującym objawom.

Z tego powodu pacjenta nie należy zapraszać do korzystania z Kaiku Health, jeśli cierpi on na chorobę psychiczną lub pogarszającą zdolności poznawcze, która uniemożliwi mu korzystanie z Kaiku Health (jak np. demencję). Takie schorzenie jest przeciwwskazaniem do korzystania z Kaiku Health.

15.5. Czy Kaiku Health posiada jakiegokolwiek niepożądane skutki uboczne lub zagrożenia?

W przypadku poprawnego użytkownika Kaiku Health nie ma niepożądanych skutków ubocznych ani nie stwarza zagrożeń.



Nie można całkowicie wyeliminować zagrożeń dotyczących poufności, integralności i dostępności danych osobowych przetwarzanych przez Kaiku Health. Jeśli podejrzewasz naruszenie ochrony danych osobowych, skontaktuj się z działem wsparcia.

15.6. Co zrobić, jeśli zauważę problem z Kaiku Health?

W przypadku stwierdzenia utrudnień obsługi Kaiku Health, poproś o pomoc użytkownika należącemu do personelu niemedycznego. Wsparcie techniczne możesz uzyskać także pod adresem kaikusupport@elekta.com.

W przypadku sugestii dotyczących doskonalenia Kaiku Health możesz przekazać nam informacje na internetowym [formularzu informacji zwrotnych](#).

Jeśli zauważysz poważny incydent związany z Kaiku Health, zgłoś go do producenta oraz właściwego organu. Organ właściwy do takich zgłoszeń zależy od lokalizacji pacjenta.

15.7. Co zrobić, jeśli nie chcę już korzystać z Kaiku Health?

Jeśli nie chcesz już używać Kaiku Health, skontaktuj się z użytkownikiem administracyjnym i poproś go o dezaktywację swojego konta w Kaiku Health. Kaiku Health nie zapisuje Twoich danych medycznych na Twoich urządzeniach.

15.8. Jakie są funkcje Kaiku Health?

Funkcje kliniczne:

- Dane przetwarzane i udostępniane przez Kaiku Health użytkownikowi będącemu pracownikiem służby zdrowia mogą wspierać decyzje terapeutyczne i diagnostyczne dzięki wczesnemu wykryciu objawów, oznak i/lub nawrotów. Pacjenci używający Kaiku Health są mniej narażeni na wystąpienie poważnych zdarzeń niepożądanych, wizyty na szpitalnym oddziale ratunkowym i hospitalizacje, którym można zapobiec lub których przebieg można złagodzić dzięki odpowiedniej interwencji medycznej.

Funkcje bezpieczeństwa:

- Korzystanie z Kaiku Health ani podobnego rozwiązania nie wywołuje niepożądanych skutków ubocznych.
- Korzystanie z Kaiku Health nie narusza integralności i poufności danych osobowych.
- Ryzyko związane ze zbyt wysoką i/lub zbyt niską oceną wagi objawów nie spowoduje poważnych szkód.
- Ryzyko związane z błędną oceną wagi objawów nie spowoduje poważnych szkód.
- Ryzyko związane z instrukcjami i informacjami przekazanymi pacjentowi nie spowoduje poważnych szkód.






Funkcje techniczne:

- Kaiku Health obniża koszty terapii oraz obciążenie dla pacjenta, jego krewnych i dostawcy usług ochrony zdrowia.
- Kaiku Health poprawia zadowolenie pacjenta.
- Kaiku Health poprawia koordynację procesu leczenia.
- Kaiku Health ułatwia uzyskanie dobrego poziomu przestrzegania samodzielnego raportowania.
- Kaiku Health pozwala jedynie uprawnionym użytkownikom na dostęp do danych osobowych i ich modyfikację.

- Kaiku Health wspiera personalizację i automatyzację kontroli pacjenta na podstawie wskazań pacjenta oraz sposobów leczenia, pozwalając pacjentom wypełnić przypisane do nich formularze.
- Wypełniane przez pacjentów kwestionariusze w Kaiku Health oraz dane kliniczne importowane z innych systemów są widoczne dla użytkownika będącego pacjentem oraz przypisanego do niego zespołu opieki.
- Kaiku Health personalizuje kontrolę objawów na podstawie objawów, których dalsze występowanie przewidują modele uczenia maszynowego na podstawie wcześniej zgłoszonych danych.
- Personel medyczny oraz użytkownicy będący pacjentami mogą wymieniać wiadomości tekstowe oraz załączać załączniki do rozmów prowadzonych przez pacjenta z zespołem opieki.
- Kaiku Health oblicza stopnie ciężkości objawów na podstawie odpowiedzi pacjenta na pytania w kwestionariuszu dotyczącym objawów zgodnie z konfigurowalną logiką na bazie reguł.
- Na podstawie objawów o przypisanych ocenach i modułu pacjenta Kaiku Health przekazuje pracownikom służby zdrowia priorytetowe ostrzeżenia, aby pomóc im się skupić na pacjentach w potrzebie.
- W miarę możliwości Kaiku Health oblicza łączne oceny kwestionariuszy zgodnie z punktacją dla danego kwestionariusza.
- Kaiku Health wyświetla wskazówki dla pacjenta dotyczące samoopieki na podstawie formularza wypełnionego przez pacjenta oraz ocen zgłoszonych przez niego objawów.
- Zależnie od modułu pacjenta Kaiku Health wyświetla użytkownikowi będącemu pacjentem artykuły zawierające ogólne informacje o chorobie, terapii i podobnych tematach.
- Kaiku Health wyświetla pacjentowi wskazówki dotyczące samoopieki na podstawie objawów, których dalsze występowanie przewidują modele uczenia maszynowego na podstawie wcześniej zgłoszonych danych.

15.9. Co oznaczają symbole użyte w niniejszym dokumencie?

Użyte w tym dokumencie symbole oraz ich znaczenie wyjaśniono w poniższej tabeli:

Symbol	Nazwa symbolu	Znaczenie symbolu
	Znak CE z ID jednostki notyfikowanej	Znak CE oznacza, że produkt został poddany ocenie przez producenta i uznany za spełniający unijne wymagania dotyczące BHP oraz ochrony środowiska. Jest wymagany dla produktów wytwarzanych w dowolnym miejscu na świecie i wprowadzanych na rynek UE. ID jednostki notyfikowanej wskazuje, że ta jednostka notyfikowana zbadała konstrukcję wyrobu medycznego oraz jego zgodność z zasadniczymi wymaganiami. 2797 to ID jednostki notyfikowanej dla BSI Group The Netherlands B.V., Holandia.
	Wyrób medyczny	Symbol wskazuje, że produkt jest wyrobem medycznym, tj. wyrobem przeznaczonym do celów medycznych.
	Ostrzeżenie	Ten symbol wskazuje, że oznaczone nim informacje dotyczą ostrzeżeń, środków ostrożności, przeciwwskazań, podejmowanych środków lub ograniczeń użytkowania dotyczących wyrobu.
	Producent	Informacje związane z tym symbolem oznaczają producenta wyrobu.
	Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii	Informacje związane z tym symbolem wskazują nazwę i adres siedziby autoryzowanego przedstawiciela

15.10. Jakie ostrzeżenia zawarto w tym dokumencie?

W tym dokumencie zawarto następujące ostrzeżenia dotyczące korzystania z Kaiku Health.

Sekcja	Ostrzeżenie
15.5. Czy Kaiku Health posiada jakiegokolwiek niepożądane skutki uboczne lub zagrożenia?	Nie można całkowicie wyeliminować zagrożeń dotyczących poufności, integralności i dostępności danych osobowych przetwarzanych przez Kaiku Health. Jeśli podejrzewasz naruszenie ochrony danych osobowych, skontaktuj się z działem wsparcia.

Dane kontaktowe



PRODUCENT
ELEKTA SOLUTIONS AB
Hagaplan 4,
113 68 Stockholm, Szwecja



Autoryzowany przedstawiciel w Szwajcarii

Elekta GmbH
Grienbachstrasse 17,
6300 Zug, Szwajcaria

Niniejsze Instrukcje użytkownika dotyczą Kaiku Health w wersji 8.0.0 i wyższej.

Odpowiednie instrukcje użytkownika dla użytkowników będących pacjentami:
E065306 / 03

Masz prawo do otrzymania bezpłatnej kopii instrukcji użytkownika w ciągu 7 dni kalendarzowych. Aby zamówić egzemplarz papierowy, prosimy o następującą wiadomość na adres e-mail customersuccess@kaikuhealth.com:

- Nazwa zamawianego dokumentu (ID dokumentu i nr wersji podano w nagłówku dokumentu)
- Adres do doręczeń
- Język zamawianego dokumentu

Dostęp do dokumentu lub pobranie jego egzemplarza do wydruku jest możliwe także za pośrednictwem interfejsu użytkownika Kaiku Health lub strony internetowej kaikuhealth.com.

© 2024 Elekta Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej części niniejszego dokumentu nie można powielać w jakiegokolwiek formie bez uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

2024-04-23